






Schublehre zur Messung der Ferse-Kniehöhe

Die Schublehre ist in 2 Auflagen erhältlich. Hinsichtlich Zweckmäßigkeit sind die beiden Auflagen gleichwertig, sie unterscheiden sich in folgenden Details:

2. Auflage

<p>Maßband beginnt direkt am Fuß.</p>	<p>Pfeil kennzeichnet die Messstelle (unten). Feststellschraube seitlich außen.</p>	<p>Gesamtabbildung</p>
		<p>Höhe</p> 

1. Auflage

<p>Maßband 8 cm nach oben versetzt.</p>	<p>Keine Pfeilmarkierung. Schraube frontal. Ablesung an der Oberkante des verschiebbaren Teils.</p>	<p>Gesamtansicht</p>
		<p>Höhe</p> 

Bei Unklarheiten mit der Identifizierung bzw. der Anwendung der Schublehre, kontaktieren Sie bitte:

Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
Höfergasse 13/1, A-1090 Wien
Tel. & Fax 01/969 04 87, office@ake-nutrition.at,
www.ake-nutrition.at